

icu medical

human connections



farda

FANA VARY ROOZ DARMAN ARYA COMPANY



ست تراکستومی BLUperc™ مخصوص PDT (Percutaneous Dilation Tracheostomy)

کیت BLUperc™ تمامی اجزای لازم جهت انجام عمل تراکستومی کنار تخت بیمار در ICU را در اختیار قرار می دهد و دیگر نیازی به انتقال بیمار به اتاق عمل نمی باشد.

گایدوایر با طراحی ثبت اختراع شده :

- امکان کنترل و سهولت استفاده توسط پزشک
- امکان کار با یک دست به منظور استفاده از دست دیگر برای نگهداری کانولا
- قابلیت استفاده از فیدر راهنما با هردو دست

دیلاتور S شکل ثبت شده :

هر کیت Portex™ BLUperc™ Percutaneous Dilation شامل دیلاتور S شکل ثبت اختراع شده است (Patented). شکل ارگونومیک برای کمک به جلوگیری از نفوذ بیش از حد در نای و آسیب به دیواره داخلی طراحی شده است. دسترسی پورت جانبی به گایدوایر اجازه می دهد تا از سر بیمار در محیط استریل دور بماند. یکی دیگر از خصوصیات بارز این دیلاتور، قابل استفاده بودن بطور همزمان با کتتر راهنما می باشد.

فورسپس :

هر کیت BLUperc™ مجهز به فورسپس است که به طور ویژه برای لغزش در امتداد گایدوایر طراحی شده است. فورسپس نیروهای بیرونی را به طور مساوی در امتداد سطح وسیع فک های خمیده خود توزیع می کند و خطر ضربه فشاری به نای را به حداقل می رساند.





BLUperc™ PDT kits with BLUselect™ Cuffed Tracheostomy Tube		Kits with Tube
شرح فارسی اجزا	شرح انگلیسی اجزا	101/561/070 101/561/080 101/561/090
ژل لوبریکانت	Lubricating Jelly	✓ (2)
گاز استریل	Gauze Sponges	✓ (10)
پانسمان تراکستومی شکاف دار	Split Tracheostomy Dressing	✓
چاقوی جراحی ایمن	Safety Scalpel	✓
سرنگ ۵	5 mL Syringe	✓
سرنگ ۱۰	10 mL Syringe	✓
سوزن و کانولای اینترودیوسر	Introducer Cannula & Needle Assembly	✓
سوزن اینترودیوسر ۵ سانت	Introducer Needle (5 cm)	✓
گایدوایر جی تیپ	J-tip Guidewire pre-loaded in single handed feeder	✓
دایلاتور کوتاه ۱۴ فرنچ	14 FR Short Dilator	✓
دایلاتور تک مرحله ای همراه با کاتتر راهنما	Single Stage Dilator pre-loaded with Guiding Catheter	✓
لوله تراکستومی	Tracheostomy Tube (8.0 ,7.0 or 9.0)	✓
کانولای داخلی	Inner Cannula (8.0 ,7.0 or 9.0)	✓ (2)
فورسپس هموستات خمیده	Curved Hemostat Forceps	✓
اینترودیوسر	Dedicated Introducer (8.0 ,7.0 or 9.0)	✓
ابزار ایمن سوزن	Needle Safety Device	✓
نگهدارنده لوله تراکستومی همراه با برس	Tracheostomy Tube Holder with Brush	✓
ابزار جدا کننده دستگاه ونتیلاتور از لوله تراکستومی	Disconnection Wedge	✓
مسدود کننده	Obturator (8.0 ,7.0 or 9.0)	✓
لیبل بیمار	Patient Labels	✓
دفترچه راهنما	IFU Tracheostomy Tube	✓

شرکت فناوری روز درمان آریا مفتخر است که به عنوان توزیع کننده انحصاری کمپانی ICU Medical در ایران، با عرضه ی محصولات با کیفیت بسیار بالا، به بیماران و همچنین پزشکان یاری رساند.

کمپانی ICU Medical در سال ۱۹۸۴ در آمریکا تاسیس شده و دفتر مرکزی این کمپانی در ایالت کالیفرنیا می باشد.

محصولات کمپانی ICU Medical شامل درمان تزریقی، مدیریت درد، مدیریت راه هوایی، سیستم های مراقبت های ویژه، محصولات تزریق دارو های پرخطر و شیمی درمانی با سیستم بسته می باشد.

