


icu medical

human connections



farda

FANA VARY ROOZ DARMAN ARYA COMPANY



سوزن پورت شیمی درمانی

سوزن پورت GRIPPER®

- دارای پد ضد حساسیت جهت سهولت قرار گرفتن سوزن روی پوست که منجر به راحتی بیمار می شود.
- دارای کد رنگ جهت شناسایی سایز سوزن
- قابلیت نگهداری تا ۷ روز در داخل بدن بیمار
- دارای کنتور انعطاف پذیر فاقد DEHP
- با کانکتور Luer-Lock
- انواع مختلف سوزن پورت (بزرگسال و اطفال)

- از جنس stainless steel
- سوزن با زاویه ۹۰ درجه
- فاقد لاتکس جهت کاهش احتمال واکنش آلرژیک
- GRIPPER® (کلیپس) با قابلیت قفل نمودن مسیر
- انواع تک راه و دو راه (Y-site)
- قابلیت انجام تزریق، خونگیری
- کلیپس سفید رنگ متحرک جهت کمک به هدایت سوزن (تزریق و جدا کردن سوزن)



GRIPPER® Huber Needles

Not made with natural rubber latex, non-coring, non-siliconized, removable contoured grip, cushioned needle platform, 20 cm (8") extension tubing* with or without Y-site

Y-site Removable injection cap on Luer-lock Y-site	Length	Reorder No.	Unit
22 gauge ●	19 mm	21-2939-24	12/box
	25 mm	21-2940-24	12/box
20 gauge ●	19 mm	21-2947-24	12/box
	25 mm	21-2948-24	12/box
19 gauge ●	19 mm	21-2955-24	12/box
	25 mm	21-2956-24	12/box
Without Y-site	Length	Reorder No.	Unit
22 gauge ●	25 mm	21-2714-24	12/box
	19 mm	21-2734-24	12/box
20 gauge ●	25 mm	21-2717-24	12/box
	19 mm	21-2735-24	12/box
19 gauge ●	25 mm	21-2720-24	12/box

* Manufactured with Non-DEHP plasticized tubing

شرکت فناوری روز درمان آریا مفتخر است که به عنوان توزیع کننده انحصاری کمپانی ICU Medical در ایران، با عرضه ی محصولات با کیفیت بسیار بالا، به بیماران و همچنین پزشکان یاری رساند.

کمپانی ICU Medical در سال ۱۹۸۴ در آمریکا تاسیس شده و دفتر مرکزی این کمپانی در ایالت کالیفرنیا می باشد.

محصولات کمپانی ICU Medical شامل درمان تزریقی، مدیریت درد، مدیریت راه هوایی، سیستم های مراقبت های ویژه، محصولات تزریق دارو های پرخطر و شیمی درمانی با سیستم بسته می باشد.

