

icu medical

human connections



farda

FANA VARY ROOZ DARMAN ARYA COMPANY



مانیتورینگ فشار

ترانسدیوسر دائم مصرف Logical®

قطعات الکترونیکی دائمی

صفحه پایه این ترانسدیوسرها دارای سنسور فشار الکترونیکی و با حفظ دقت، دارای قابلیت استفاده مجدد به مدت سه سال می باشد. فقط دام مصرفی آن طی استفاده هر بیمار، تعویض خواهد شد.

سهولت در استفاده

ترانسدیوسرهای Logical® به واسطه ی طراحی ویژه و سهولت در استفاده در کل جهان شناخته شده هستند.

- دام با دربرگیری سیستم فلاش
- سیستم مسیر راهنما جهت اتصال درست دام
- سیستم رهاسازی سریع جهت قطع اتصال دام
- تضمین کیفی

• می توان تنها با یک لمس، عملکرد ترانسدیوسر و کابل را چک نمود. دکمه SURE-CAL® بر روی ترانسدیوسر جهت کنترل کیفی می باشد که با فشار و نگهداری دکمه تا نمایش عدد 100 mmHg می توان از صحت و دقت ترانسدیوسر و تنظیمات دام اطمینان حاصل کرد.

سهولت در راه اندازی

راه اندازی سیستم ترانسدیوسر Logical® سریع و راحت می باشد. براکت پایه، قادر به نگهداری دو، سه و یا چهار ترانسدیوسر می باشد و صفحه ی پایه در هر نقطه، علی رغم استفاده های مکرر نگهداشته شده است. هنگام جابجایی بیمار بین بخش های بیمارستان ست های یکبار مصرف جدا شده و مجدد در محل، به صفحات پایه منتقل می شوند.

• ترانسدیوسرها و صفحات پایه Logical® دارای سطح پلاستیکی هموار هستند که این امر، تمیز نمودن آن ها را آسان می کند.

یک راه حل برای همه

ترانسدیوسرهای Logical® می توانند برای همه ی بیماران استفاده شوند. این محصول در دو نوع تک راه و دوراه موجود می باشد. با استفاده از این محصول، محدوده گسترده ای از گزینه ها جهت بر آورده شدن همه نیازها در دسترس می باشد.



شرکت فناوری روز درمان آریا مفتخر است که به عنوان توزیع کننده انحصاری کمپانی ICU Medical در ایران، با عرضه ی محصولات با کیفیت بسیار بالا، به بیماران و همچنین پزشکان یاری رساند.

کمپانی ICU Medical در سال ۱۹۸۴ در آمریکا تاسیس شده و دفتر مرکزی این کمپانی در ایالت کالیفرنیا می باشد.

محصولات کمپانی ICU Medical شامل درمان تزریقی، مدیریت درد، مدیریت راه هوایی، سیستم های مراقبت های ویژه، محصولات تزریق دارو های پرخطر و شیمی درمانی با سیستم بسته می باشد.

