

icu**medical**

human connections



farda

FANAARY ROOZ DARMAN ARYA COMPANY



مدیریت راه هوایی

لوله تراشه

لوله تراشه Portex™ با در برگیری مزایای طراحی ویژه کاف، سبب راحتی بیمار حین استفاده می گردد. کاف Soft-Seal از جنس PVC با هدف کاهش ریسک تروما می باشد. جنس کاف، مستحکم ولی همچنان نازک می باشد و خطر تا شدن و یا نشستی را کاهش می دهد.

- با روزنه ی مورفی جهت ایمنی بیشتر
- از جنس PVC نرم و شفاف
- دارای کانکتور ۱۵ میلی متری
- با خاصیت (حساس به دما) جهت راحتی بیمار



- نوک آتروماتیک
- مدرج
- بالون پایلوت آبی رنگ با دریچه یکطرفه
- قابل تشخیص در برابر اشعه ی X
- اورال / نازال

Choice Cuffed Endotracheal Tube (Oral/Nasal)
Murphy eye

Item Number	I.D. (mm)	O.D. (mm)	Length (mm)	Cuff Ø	Units per Case
050/150/100	5.0	6.7	265	22	10
055/150/100	5.5	7.3	295	22	10
060/150/100	6.0	8.0	300	24	10
065/150/100	6.5	8.5	310	24	10
070/150/100	7.0	9.2	320	26	10
075/150/100	7.5	10.0	325	26	10
080/150/100	8.0	10.7	325	28	10
085/150/100	8.5	11.3	325	28	10

شرکت فناوری روز درمان آریا مفتخر است که به عنوان توزیع کننده انحصاری کمپانی ICU Medical در ایران، با عرضه ی محصولات با کیفیت بسیار بالا، به بیماران و همچنین پزشکان یاری رساند.

کمپانی ICU Medical در سال ۱۹۸۴ در آمریکا تاسیس شده و دفتر مرکزی این کمپانی در ایالت کالیفرنیا می باشد.

محصولات کمپانی ICU Medical شامل درمان تزریقی، مدیریت درد، مدیریت راه هوایی، سیستم های مراقبت های ویژه، محصولات تزریق دارو های پرخطر و شیمی درمانی با سیستم بسته می باشد.

