

icu medical

human connections



farda

FANA VARY ROOZ DARMAN ARYA COMPANY



بی حسی موضعی

Portex™ ست اپیدورال

برند Portex™ از کمپانی ICU Medical طی ۳۰ سال اخیر در سیستم های اپیدورال پیشرو بوده است. این ست با برخورداری از اجزای ویژه توسط پزشکان به منظور سهولت بی حسی در ناحیه ای اپیدورال مورد استفاده قرار می گیرد.

سوزن Tuohy

- سوزن با گیج ۱۸ جهت دسترسی مطمئن و دقیق به فضای اپیدورال
- سرسوزن ویژه جهت ایجاد حس مورد نیاز حین ورود
- استایلت داخلی جهت به حداقل رساندن آسیب بافتی حین ورود
- طراحی ویژه بال پروانه ای جهت به حداکثر رساندن راحتی استفاده
- درجه بندی ۱۰ میلی متری با وضوح بالا جهت تعیین عمق ورود
- تنوع سایز بندی (اطفال و بزرگسال)

سرنگ LOR (Loss of Resistance)

- سرنگ LOR، یکبار مصرف بوده و جهت موفقیت در تعیین محل فضای اپیدورال طراحی شده است.
- حرکت آرام و یکنواخت پیستون سرنگ به منظور محسوس کردن پروسه ردیابی فضای اپیدورال
- محفظه درجه بندی شده جهت نشان دادن درجه پیشروی پیستون سرنگ

کنتور

- از جنس پلی اتر بلاک آمید جهت وضوح، قدرت و مقاومت در برابر تا شدن
- تنوع در سایز بندی و مدل
- نوک هموار جهت به حداقل رساندن آسیب حین ورود
- نشانه گذاری ۱ سانتی متری استاندارد جهت کارگذاری دقیق کنتور
- با وضوح مناسب و فلوی یکنواخت
- دارای علامت در سر انتهایی کنتور جهت کمک به اطمینان از خروج کامل کنتور حین برداشتن
- دارای کانکتور Luer Lock

فیلتر مسطح

- این محصول جهت فیلتر کردن داروها حین تزریق به فضای اپیدورال به منظور محافظت بیمار از انتقال عفونت و یا مواد زائد دیگر می باشد.
- دارای غشاء هیدروفیلیک ۰/۲ میکرون با قابلیت فیلتر دو طرفه
- دارای اتصال Luer Lock جهت ایمنی حداکثر
- با طراحی مسطح جهت راحتی بیمار
- طراحی شفاف جهت امکان مشاهده فیلتر شدن
- مناسب جهت استفاده به مدت ۹۶ ساعت

Portex™ Epidural

Tuohy Needle Gauge	Length	With Attachable Wings	Clear Catheter with Connector & Guide	Plastic LORD Size	Catheter Identification Label	0.2µm Epidural Filter	Product Code
18G	80mm	•	Closed End 3 Eyes	10ml	•	•	118/391/100

شرکت فناوری روز درمان آریا مفتخر است که به عنوان توزیع کننده انحصاری کمپانی ICU Medical در ایران، با عرضه ی محصولات با کیفیت بسیار بالا، به بیماران و همچنین پزشکان یاری رساند.

کمپانی ICU Medical در سال ۱۹۸۴ در آمریکا تاسیس شده و دفتر مرکزی این کمپانی در ایالت کالیفرنیا می باشد.

محصولات کمپانی ICU Medical شامل درمان تزریقی، مدیریت درد، مدیریت راه هوایی، سیستم های مراقبت های ویژه، محصولات تزریق دارو های پرخطر و شیمی درمانی با سیستم بسته می باشد.

