



Meril
Endo-Surgery

استیپلرهای جراحی Meril

MIRUSTM

استپلر خطی برشی و کارتریج

استپلر خطی برشی و کارتریج‌های مربوطه در اعمال جراحی گوارشی، ریه‌ها، بافت‌ها و اندام‌های برونشی کاربرد دارند. این ابزار مجهز به دو ردیف دوتایی از منگنه‌های تیتانیومی بوده و به‌صورت هم‌زمان عملیات برش و بخیه بافت را انجام می‌دهد. استپلر خطی برشی و کارتریج‌ها در طول بخیه ۸۰،۶۰ و ۱۰۰ میلی‌متر عرضه می‌شوند.



ویژگی های اصلی

تیغه جدید با هر بار تعویض کارتریج:
برش یکنواخت و دقیق



تنظیم دقیق هندل:
سهولت در کاربری و کنترل بافت



بسته شدن موازی انویل:
فشرده گی یکنواخت و بخیه یکدست و منظم



دکمه آزادکننده:
آزاد سازی راحت



اهرم شلیک دوطرفه:
امکان شلیک با دو دست و سهولت در کاربری



جدول مشخصات فنی:

استپلر	شرح	کارتریج ها	ارتفاع باز منگنه (mm)	ارتفاع بسته منگنه (mm)	رنگ	تعداد دفعات شلیک	تعداد ردیف های منگنه	طول بخیه
MLC60	استپلر خطی برشی یکبار مصرف ۶۰	MLCR60-3.8 MLCR60-4.8	۳/۸ ۴/۸	۱/۵ ۲/۰	آبی سبز	۱۰	۴	۶۰
MLC80	استپلر خطی برشی یکبار مصرف ۸۰	MLCR80-3.8 MLCR80-4.8	۳/۸ ۴/۸	۱/۵ ۲/۰	آبی سبز	۱۰	۴	۸۰
MLC100	استپلر خطی برشی یکبار مصرف ۱۰۰	MLCR100-3.8 MLCR100-4.8	۳/۸ ۴/۸	۱/۵ ۲/۰	آبی سبز	۱۰	۴	۱۰۰



تهران، خیابان سهروردی شمالی، خیابان شهید قندی (پالیزی)،
شماره ۱۲۸، کدپستی: ۱۵۵۴۷۴۴۳۷۱، تلفن: ۸۳۹۶ (۳۰ خط)، فکس: ۸۸۷۴۷۱۸۹.