




Meril
Endo-Surgery

استیپلرهای جراحی Meril

MIRUSTM

استپلر خطی و کارتریج

کاربرد استپلر خطی در دستگاه گوارش، ریه ها و نایژه ها برای بخیه بافت است. این دستگاه دارای دو ردیف از منگنه های تیتانیومی در طول بخیه ۳۰mm, ۴۵mm, ۶۰mm, ۹۰mm می باشد. کارتریج آن برای هر دو نوع بافت متوسط (۳/۵ میلی متر) و بافت ضخیم (۴/۸ میلی متر) در دسترس است. توصیه می شود برای هر بیمار یک بار استفاده شود.



ویژگی های اصلی


دسته دوجانبه با طراحی ارگونومیک:
مناسب بستن و منگنه کردن



دکمه پین نگهدارنده:
تسهیل در تنظیم مجدد موقعیت بافت



پین نگهدارنده بافت:
جلوگیری از لغزش بافت



راهنمای برش:
برای برش دقیق و ایمن



دکمه آزاد سازی سریع:
آزادسازی سریع و راحت



جدول مشخصات فنی:

استپلر	شرح	کارتریج ها	رنگ	ارتفاع باز منگنه (mm)	ارتفاع بسته منگنه (mm)	تعداد دفعات شلیک	تعداد منگنه ها	تعداد ردیف های منگنه	طول بخیه
MALS30	استپلر خطی ۳۰	MLSR30-3.5	آبی	۳/۵	۱/۵	۱۰	۱۱	۲	۳۰
		MLSR30-4.8	سبز	۴/۸	۲/۰		۱۱	۲	۳۰
MALS45	استپلر خطی ۴۵	MLSR45-3.5	آبی	۳/۵	۱/۵	۱۰	۱۵	۲	۴۵
		MLSR45-4.8	سبز	۴/۸	۲/۰		۱۵	۲	۴۵
MALS60	استپلر خطی ۶۰	MLSR60-3.5	آبی	۳/۵	۱/۵	۱۰	۲۱	۲	۶۰
		MLSR60-4.8	سبز	۴/۸	۲/۰		۲۱	۲	۶۰
MALS90	استپلر خطی ۹۰	MLSR90-3.5	آبی	۳/۵	۱/۵	۱۰	۳۳	۲	۹۰
		MLSR90-4.8	سبز	۴/۸	۲/۰		۳۳	۲	۹۰



تهران، خیابان سه‌رودی شمالی، خیابان شهید قندی (پالیزی)،
شماره ۱۲۸، کدپستی: ۱۵۵۴۷۴۴۳۷۱، تلفن: ۸۳۹۶ (۳۰ خط)، فکس: ۸۸۷۴۷۱۸۹.