



Meril
Endo-Surgery

استیپلرهای جراحی Meril

MIRUSTM

استپلر پوستی یکبار مصرف

استپلر پوستی ابزاری استریل و یکبار مصرف، با منگنه هایی از جنس استیل ضد زنگ به منظور بخیه سریع، ایمن و یکنواخت لبه های زخم ها در سطح پوست به خصوص در جراحی های شکمی، زنان و زایمان، ارتوپدی و قفسه سینه به کار می رود. همچنین پس از ترمیم زخم و بهبود آن، منگنه ها توسط ریموور منگنه پوستی برداشته می شوند. استپلر پوستی انتخابی ایده آل برای جراحان و کادر درمانی است که به سرعت، دقت و کیفیت ترمیم زخم اهمیت می دهند.

ویژگی ها	مزایا
طراحی ارگونومیک	استفاده آسان و کنترل دقیق ابزار به منظور دستیابی به نتایج مطلوب
ارتفاع بهینه پایه منگنه	امکان بستن ایمن بافت های ضخیم تر
بدنه شفاف مجهز به نشانگر	قابلیت مشاهده تعداد منگنه های باقی مانده
طول مناسب تاج منگنه	تثبیت مطمئن و بستن مؤثر زخم های وسیع تر

طراحی ارگونومیک و زاویه دار
شامل ۳۵ منگنه



منگنه مستطیل شکل

هندل شلیک

تعداد منگنه: ۳۵ عدد
نوع منگنه ها: پهن

جنس استپلر: استیل ضد زنگ
استریلیزاسیون: اتیلن اکساید
بسته بندی: ۶ عدد در جعبه





تهران، خیابان سهروردی شمالی، خیابان شهید قندی (پالیزی)،
شماره ۱۲۸، کدپستی: ۱۵۵۴۷۴۴۳۷۱، تلفن: ۸۳۹۶ (۳۰ خط)، فکس: ۸۸۷۴۷۱۸۹.